

Конвертер

После первого запуска, программа автоматически создаст базу данных для хранения внутренних настроек (рис. 1).

1 Kor	верте	ер :: Версия 1.0.0а :: Стандарт-Н	1
Файл	БД	Помощь	1
		Список сообщений	
025.0	7.2011	1 10:06:19: TASK: Создание новой БД настроек	l
125.0	7.2011	1 10:06:19: Создание таблицы с полями эл. накладной	
025.0	7.2011	1 10:06:19: Создание таблицы списка профилей	1
125.0	7.2011	1 10:06:19: Создание таблицы настроек профилей	1
925.0	7.2011	1 10:06:19: Создание БД настроек завершено	l
	_		
			 IJ

Рис. 1

Чтобы начать работу с программой, нам нужно создать список полей таблицы результата. Для этого переходим в пункт меню **«Файл** → **Настройка полей»** или нажимаем комбинацию клавиш **«Ctrl+E»**.

В появившемся окне добавляем нужные нам поля. Для этого переходим в пункт меню «Файл — Добавить» или нажимаем комбинацию клавиш «Ctrl+N». Вводим название поля и нажимаем кнопку «OK» (рис. 2). <u>Внимание! Названия полей не могут содержать русские</u> <u>буквы.</u>

1 Настройка	апо	олей		x
Файл				
🗖 🗐 NDS				
PROD				
QUANT				
🗖 🗐 TOVAR				
6	2	Добавить	Ctrl+N	[
6	8	Удалить	Ctrl+D	
		Выделить все	Ctrl+A	

Рис. 2

Когда все поля добавлены нам нужно создать профиль конвертирования. Для этого переходим в пункт меню **«Файл** → **Настройка** профилей» или нажимаем комбинацию клавиш **«Ctrl+P»**. В появившемся окне добавляем профиль, от имени которого будет происходить конвертирование (рис. 3).

Профили можно отключать, для этого ставим галочку напротив нужного профиля и



нажимаем кнопку «Вкл/Выкл профили».



Рис. 3

После создания полей таблицы результата и профилей, нам нужно сделать настройки конвертирования для каждого профиля. Для этого переходим в пункт меню **«Файл** → **Настройки конвертирования**» и выбираем нужный нам профиль. После этого, появляется форма настроек конвертирования (рис. 4).



Рис. 4

Порядок настройки профиля:

- 1. Указать строку подключения
- 2. Выбрать источник данных (указать папку с исходными таблицами)
- 3. Из списка таблиц выбрать одну из возможных
- 4. Указать папку, куда будут перемещены обработанные файлы
- 5. Выделить поле в списке полей исходной таблицы, выделить аналогичное по смыслу поле в списке результата, например, поле с наименованием товара в исходной таблице и поле с наименованием товара в таблице результата
- 6. В контекстном меню выбрать пункт «Связь полей», после чего в список «Связанные поля» добавится новая связка вида <Поле-результат>=<Поле-источник>
- 7. Пункты 5, 6 повторить для каждого поля исходной таблицы, для которой есть соответствующее по смыслу поле в таблице результата.



Для предварительного просмотра результата, нужно нажать кнопку со значком «увеличительного стекла» в нижней части формы (рис. 5).

Наст	гройки конвер	тирования										x
Файл												
						Тес	т					
Строка і	подключения											
DBF :: P	Provider=Microso	oft.Jet.OLEDB.	4.0;Persist Security	Info=False;Ex	tended Propert	ties=dBase IV	;Data Sourc	e=		•		
1сточни	к данных				Список таб	писок таблиц		Папка для обработанных файлов				
C:\nakl					\$ 147607		•	D: ENakl		🔲 🕅 Ко	цировка DOS	
Исход	ная таблица	[часть]							Свободи	ные поля	Связанные	поля
DOC	DATEDOC	CODEPST	EAN13	PRICE1 F	RICE1N SI	UMNDS1	PRICE2	PRICE2N SUM	SUMNDS2		TOVAR =NAME	
47607	18.05.2011	19046	4607014000246	34,58	31,44	3,14	34,58	3 31,44	SER		PRICE=PRICE1	
47607	18.05.2011	19038	4607014000116	33,47	30,43	3,04	33,47	7 30,43	GDATE	E	Quinti Qui	
47607	18.05.2011	12192	4612743060089	24,5	20,76	3,74	24,5	5 20,76	DATEMADE			
47607	18.05.2011	2623	4607040640751	32,45	27,5	4,95	32,45	5 27,5	CNTR			
47607	18.05.2011	6353	4620001090624	34,31	29,08	5,23	34,31	29,08	FIRM			
47607	18.05.2011	6353	4620001090624	34,31	29,08	5,23	34,31	29,08	QNTPACK	-		
47607	18.05.2011	6617	818428001055	18,87	15,99	2,88	18,87	7 15,99			1	
47607	18.05.2011	6616	818428001048	18,69	15,84	2,85	18,69	9 15,84				
(Предва	III арительный про	осмотр			PRICE	QUANT		•				
5	оро Фреш (кале	ндула) 25г ко)em		18.	69	3					2
Б	оро Фреш (рома	шка) 25г крем	1		18,	87	2					
Φ	Фиточай Доктор №24 при заболеваниях печени 1,5г №20ф/п (БАД)				(БАД) 24	1,5	4					
C	СтопПроблем лосьон салицил./комб.кожи (без спирта) 100мл				32,	45	3					
Φ	Фиточай Сила росс.трав №11(п/заб.простаты) 1,5г №20ф/п (БАД)				АД) 33,	47	3					

Рис. 5

Сохраняем настройки с помощью «Файл — Сохранить» и выходим из настроек конвертирования.

Конвертировать файлы можно как от конкретного профиля, как и от всех сразу. Для того чтобы сконвертировать файлы от конкретного профиля, нажимаем на кнопку **«Конвертировать»** и в появившемся меню выбираем нужный профиль (рис. 6).



Рис. 6

Для работы в фоновом режиме, программу можно запускать с параметром «с», в этом случае произойдет конвертация файлов от всех профилей.